



Groupe Relève Santé



Conseils d'entretiens

Chaque Jour

- Nettoyez la bulle du masque, la partie qui est en contact avec votre peau, avec une lingette ou à l'eau tiède avec un savon doux. Laissez sécher à l'air ambiant.
- Changez l'eau de l'humidificateur et assurez-vous de n'utiliser que de l'eau distillée ou déminéralisée.

Chaque Semaine

- Faites tremper la tubulure, le masque et la chambre d'humidité dans l'eau tiède avec un savon doux pendant 20 minutes. Bien rincez à l'eau tiède et laissez sécher à l'air ambiant.
- Ne faites pas tremper le filtre de l'appareil dans l'eau. Époussetez-le ou secouez-le.

Tous les 6 mois

- Changez le filtre de votre appareil.

Annuellement

- Changez le masque, la tubulure et la chambre d'humidité afin d'optimiser votre traitement à pression positive et ainsi éviter la contamination.

Attention

Veillez respecter ces consignes afin de prolonger la vie de votre appareil :

- Ne pas utiliser d'eau de javel ou de détergent abrasif ou corrosif.
- Ne pas transporter l'appareil avec de l'eau dans l'humidificateur.
- Ne pas installer l'appareil directement sur le plancher.
- Brancher l'appareil directement à la prise murale.

450-286-1896

Votre Sommeil notre intérêt!
www.grouperelievesante.com